

T.A. 01

Ensemble de titration multi-paramètres

Ensemble de titration conçu pour faciliter les dosages par addition d'une solution titrante avec virage d'un indicateur coloré.

L'ensemble est constitué d'une burette 10 ml au 1/20e, gérée par électrovanne avec mise à zéro automatique et d'un boîtier de commande intégrant un agitateur magnétique et un plateau rétro éclairé pour une meilleure visualisation de la fin des dosages.

Avantages

- Rapidité de mise en oeuvre
- Simplicité d'utilisation
- Excellente visualisation de la fin des dosages grâce à son plateau rétro-éclairé
- Précision et fiabilité
- Prix très compétitif

Caractéristiques techniques

- Dimensions
 - Hauteur : 670 mm
 - Largeur : 185 mm
 - Profondeur : 230 mm
- Poids : 1,9 kg
- Burette 10 ml au 1/20 ml
- Gestion de l'écoulement par électrovanne
- Mise à zéro automatique
- Agitateur magnétique à vitesse variable
- Plateau rétro-éclairé
- Alimentation électrique : 220 V - 50 Hz



Réf. 114000

LABORATOIRES DUJARDIN-SALLERON

872, route de la Gare
37210 NOIZAY - FRANCE
Tél : +33 (0)2 47 25 58 25
Fax : +33 (0)2 47 25 58 30
info@dujardin-salleron.com
www.dujardin-salleron.com