

# Malettes et kits de titration



Les Laboratoires Dujardin-Salleron vous proposent des kits et malettes de titration capables de répondre à vos besoins en titration, avec la garantie de résultats précis et sûrs.

Les malettes et kits comportent tous les éléments nécessaires aux analyses : burettes en 10 ou 25 ml, statifs, pipettes, cristallisoirs, erlenmeyer, éprouvettes, etc... ; ainsi que les réactifs et solutions titrées. Les notices fournies sont claires et permettent de mettre en oeuvre immédiatement vos analyses.

## 4 types de burettes et kits

- Burette de Mohr (1)
- Burette de Schilling (mise à zéro automatique, montée sur flacon souple) (2)
- Burette avec mise à zéro automatique et flacon en verre brun, avec poire et siphon (3)
- Burette avec mise à zéro automatique et flacon souple, en mallette (4)



Paramètre	Type d'échantillon	Avec burette de Mohr	Avec burette de Schilling	Avec burette automatique, poire et siphon	Avec burette automatique et flacon souple, en mallette
Acide acétique	Vinaigres	106200		106300	115400V
Acidité totale	Moûts et vins	115000AT	115002AT	115001AT	115400AT
Acidité volatile brute	Distillat de moûts et vins	115000AV	115002AV	115001AV	115400AV
Acidité volatile brute et corrigée	Distillat de moûts et vins	115300	115301	115302	
SO <sub>2</sub> libre et total	Moûts, vins, vinaigres, jus de fruit	119000		119901 ou 119100 (graduation directe)	119400

## Autres kits disponibles :

- Acide Malique - Réf. 197000
- SO<sub>2</sub> libre & acidité totale - Réf. 120600
- Sucres réducteurs par la méthode de Fehling (fiche détaillée disponible)

**Acide Acétique**  
Réf. 115400V



**Acidité Volatile**  
Réf. 115400AV



**Acide Malique**  
Réf. 197000

**LABORATOIRES DUJARDIN-SALLERON**

872 Route de la Gare  
37210 NOIZAY - France  
Tél : 02 47 25 58 25  
Fax : 02 47 25 58 30  
info@dujardin-salleron.com  
www.dujardin-salleron.com