

Refractomètres bière

PAL-1 / PAL Plato

PAL-1 / PAL Plato

Réfractomètres numériques

La série PAL permet d'obtenir un résultat en moins de 3 secondes. Étonnamment compacts, ces réfractomètres tiennent dans la poche et peuvent servir à tout moment lors des essais en extérieur. Étanche (IP65), ils acceptent les rinçages directement sous un robinet d'eau. Précis et robuste, ils sont munis d'une compensation automatique de température, d'une platine échantillon en acier inoxydable et d'un large afficheur à cristaux liquides.

PAL-1 : Mesure rapide du degré Brix

PAL Plato : Mesure rapide du degré Plato.



PAL-1
Réf. 196711



PAL Plato
Réf. 196709

Caractéristiques techniques

	PAL-1	PAL Plato
Echelle de mesure	0,0 à 53,0 % Brix	0,0 à 30,0 °P
Précision	± 0,2 %	± 0,2 °P
Répétabilité	± 0,1 %	± 0,1 °P
T° de mesure	10 à 75 °C	
Classe IP	IP 65 (étanche eau & poussière)	
Dimensions / Poids	5,5 x 3,1 x 10,9 cm - 100g	



LABORATOIRES DUJARDIN-SALLERON

872 Route de la Gare
37210 NOIZAY - France
Tél : 02 47 25 58 25
Fax : 02 47 25 58 30
info@dujardin-salleron.com
www.dujardin-salleron.com