

# Checker - Checktemp

## Testeur pH et Température



### Notre gamme Check'

#### Avantages

- Compacts
- Lecture digitale
- Remplace avantageusement le papier pH
- Electrode de remplacement pour le Checker
- Sonde inox pour le Checktemp et Checktemp 1
- Câble d'1 m pour le Checktemp 1



Checktemp 1  
Réf. 410102

Checktemp  
Réf. 410100

#### Caractéristiques techniques

Thermomètres électroniques Checktemp et Checktemp 1			
	Plage de mesure	Résolution	Précision
T° (C)	-50/+150°C	0,1°	+/-0,3°C
T° (F)	-58/+302°F	0,1°	+/-0,5°F
Alimentation	1 pile bouton 357A (1,5V)		
Dimensions et poids	66 x 50 x 25 mm / 50g		
Sonde de T°	Sonde inox		



Checker  
Réf. 701100

Testeur de pH - checker			
	Plage de mesure	Résolution	Précision
pH	-50/+150°C	0,1°	+/-0,3°C
Étalonnage	En 2 points, pH 4.01 / 7.01 ou 10.01		
Alimentation	2 piles boutons 357A (1,5V)		
Dimensions et poids	66 x 50 x 25 mm / 63		

#### LABORATOIRES DUJARDIN-SALLERON

872 Route de la Gare  
37210 NOIZAY - France  
Tél : 02 47 25 58 25  
Fax : 02 47 25 58 30  
info@dujardin-salleron.com  
www.dujardin-salleron.com