

Papier indicateur de pH



Les papiers indicateurs de pH sont imprégnés de solutions réactives colorées qui permettent une lecture rapide et efficace du pH de toutes les solutions liquides. Il suffit de tremper un morceau de papier pH dans la solution que l'on souhaite tester et d'en comparer la couleur avec la grille de couleur fournie.



Réf. 970000

Rouleau papier pH universel 5 m

Réf. 970001

Papier pH universel 1 à 14,
livret 10x20 bandelettes

LABORATOIRES DUJARDIN-SALLERON



872 route de la Gare
37210 NOIZAY - France
Tél : +33 (0)2 47 25 58 25
Fax : +33 (0)2 47 25 58 30
info@dujardin-salleron.com
www.dujardin-salleron.com

Entreprise certifiée
ISO 9001 : 2008

