

Solutions tampons

pH4 - pH7



Ces solutions tampons se présentent en flacons économiques et ergonomiques et disposent d'un certificat d'analyse, raccordé à des étalons NIST (National Institute of Standards and Technology).

Avantages

- Flacons économiques : utilisation d'un volume approprié pour la calibration, sans gaspillage
- Identification aisée grâce à la coloration des liquides
- Solutions préservées des micro-organismes
- Valeur réelle et date limite d'utilisation indiquées sur le flacon
- Certificat d'analyse indiquant la valeur réelle avec traçabilité NIST et la date limite d'utilisation (Certificats disponibles sur notre site internet)



Références de commande

- Flacon ergonomique et économique, avec compartiment de dosage et table de correction de température pour assurer une calibration précise.

ref.970254	pH4	± 0,01	250 ml	couleur : rose
ref.970257	pH7	± 0,01	250 ml	couleur : vert



Ouvrir le flacon et presser le réservoir pour remplir le compartiment de dosage



Tremper l'électrode directement dans le compartiment pour la calibration



Vider le compartiment de dosage après utilisation ou au bout d'une semaine

- Flacon économique pour des calibrations sur une courte période (environ une semaine).

ref.970074	pH4	± 0,01	75 ml	couleur : rose
ref.970077	pH7	± 0,01	75 ml	couleur : vert

LABORATOIRES DUJARDIN-SALLERON

872 Route de la Gare
37210 NOIZAY - France
Tél : 02 47 25 58 25
Fax : 02 47 25 58 30
info@dujardin-salleron.com
www.dujardin-salleron.com