

Macropipettes - Micropipettes



Les macropipettes et micropipettes à lecture digitale Acura sont conçues pour répondre aux besoins des utilisateurs les plus exigeants.

Design ergonomique pour une prise en main facilitée et un plus grand confort d'utilisation, précision assurée, solidité des matériaux de fabrication offrant une résistance aux chocs, à la chaleur, aux produits chimiques et aux UV... ces pipettes sauront vite vous séduire et se rendre indispensables dans votre laboratoire.



Macropipette
Réf. 605052



Micropipette
Réf. 605050

Avantages

- Fenêtre d'affichage numérique du volume
- Piston de pipetage garanti sans effort
- Mécanisme réglable d'éjection de l'embout
- Réglage du volume par rotation du bouton-poussoir avec crantage de sécurité empêchant toute modification accidentelle du volume lors de l'utilisation
- Filtres de protection anti-remontées pour éviter la contamination de la pipette
- Système d'étalonnage instantané sous capuchon de couleur
- Possibilité d'adaptateurs pour pipettes Pasteur en verre
- Stérilisation sans démontage par autoclave à 121°C



Support
Réf. 605080

Caractéristiques techniques

Réf.	Volume	Division	Embout	Poids
Macropipettes volume variable				
605051	0,5 - 5 ml	0,01 ml	5 ml (605077)	115 g
605052	1 - 10 ml	0,01 ml	10 ml (605078)	130g
Micropipettes volume variable				
605053	20 - 200 µl	0,2 µl	200 µl (605075)	90 g
605050	100 - 1000 µl	1 µl	1000 µl (605076)	95 g
Macropipettes volume fixe				
605061	2 ml		2 ml	110 g
605062	5 ml		5 ml (605077)	115 g
605063	10 ml		10 ml (605078)	130 g

Accessoires en option

- Support plastique pour 3 macro ou micropipettes Acura. Réf. 605080
- Filtres de protection cellulose pour macropipettes réf. 605070 et 605071
- Pointes pour pipetage 200µl, 1000µl, 5ml, 10ml. Réf. dans le tableau.

LABORATOIRES DUJARDIN-SALLERON

872 Route de la Gare
37210 NOIZAY - France
Tél : 02 47 25 58 25
Fax : 02 47 25 58 30
info@dujardin-salleron.com
www.dujardin-salleron.com