

# Balances de précision



Balances de précision électronique avec afficheur LCD et filtrage numérique.

## Avantages

- Plateau de pesée en acier inoxydable poli
- Livré avec poids de contrôle
- Adaptateur 230 V / 50 Hz
- Housse de protection sur le clavier et le carter
- Sortie RS232C pour imprimante ou PC
- Programmes d'application intégrés : comptage de pièces, détermination de pourcentages



## Caractéristiques techniques

	601700	601702	601705	601706
Portée (g)	200	400	2000	6000
Précision de lecture (g)	0,01	0,1	0,1	1
Répétabilité (Dév.Std) (g)	0,01	0,1	0,1	1
Linéarité (g)	± 0,02	± 0,02	± 0,2	± 2
dimension plateau (mm)	Ø 105	130 x 130	130 x 130	170 x 150
Dimensions (mm)	165 x 230 x 80			
Poids net	1 kg			

### LABORATOIRES DUJARDIN-SALLERON

872 Route de la Gare  
37210 NOIZAY - France  
Tél : 02 47 25 58 25  
Fax : 02 47 25 58 30  
info@dujardin-salleron.com  
www.dujardin-salleron.com