

Balances compactes



La simplicité d'emploi, la durée de vie des piles et les performances de ces balances portables sont garanties d'un rapport qualité / prix exceptionnel.

Les 3 modèles de la gamme trouveront leur place en contrôle de production ou contrôle in situ, ou encore à bien d'autres endroits.

Avantages

- Prête à l'emploi
- Grand affichage fortement contrasté
- Alimentation piles
- Fonction AUTO/OFF pour économiser les piles
- Fonction d'addition de pesée simplifie les mélanges
- Construction particulièrement plate
- Stable et antidérapante grâce à ses pieds en caoutchouc



Caractéristiques techniques

	601704	601707	601708
Portée (g)	2200	500	5200
Précision de lecture (g)	1	0,1	1
Répétabilité (Dév.Std) (g)	1	0,1	1
Linéarité (g)	± 2	± 0,2	± 3
Unités de pesée	G		
Température ambiante tolérée	5-35°C		
Alimentation	9 V (fournies) durée de vie jusqu'à 12h		
Plateau plastique (mm)	diamètre 150 mm		
Dimensions (mm)	170 x 240 x 39		
Poids net	0,5 kg		

LABORATOIRES DUJARDIN-SALLERON

872 Route de la Gare
37210 NOIZAY - France
Tél : 02 47 25 58 25
Fax : 02 47 25 58 30
info@dujardin-salleron.com
www.dujardin-salleron.com