

Compteur de colonies

SC6



L'appareil est équipé, en standard, de deux grilles de Wolffhuegel et d'un centreur de boîte pour faciliter l'utilisation des boîtes d'un diamètre inférieur à 90 mm. Les loupes x1,7 ou x3 sont à commander séparément.

Avantages

- Système de comptage par pression à sensibilité réglable.
- Utilisable avec tout type de stylo.
- Affichage digital de 0 à 999.
- Calcul d'une moyenne de comptage.
- Confirmation sonore du comptage.
- Fond noir ou fond blanc.
- Forme ergonomique.



Caractéristiques techniques

- Taille de boîtes acceptées : jusqu'à 90 mm
- Comptage : 0 à 999
- Dimensions L x l x h (mm) : 310 x 300 x 140
- Alimentation électrique (V / Hz / W) : 230 / 50 / 22
- Poids (Kg) : 1,5 Kg

LABORATOIRES DUJARDIN-SALLERON

872 Route de la Gare
37210 NOIZAY - France
Tél : 02 47 25 58 25
Fax : 02 47 25 58 30
info@dujardin-salleron.com
www.dujardin-salleron.com