

Ethycal

Solution hydro-alcoolique certifiée / Certified hydro-alcoholic solution

Réf. 100560

La solution hydro-alcoolique certifiée fournit une base de contrôle et de calibration pour les appareils de détermination du TAV dans un distillat.

The certified hydro-alcoholic solution offers a control and calibration basis for the instruments which determine the A.b.V in a distillate.

Caractéristiques / Specific features

- **Fourni avec certificat de calibration rattaché à un certificat COFRAC**
Delivered with a calibration certificate linked to a COFRAC certificate
- **Indication précise de la masse volumique, de la densité et du titre alcoolique à 20°C**
Accurate indication of density, specific gravity, and alcoholic strength at 20°C
- **Contenu : eau distillée / éthanol à 90%**
Content : distilled water / ethanol at 90%
- **TAV approximatif 12%**
Approximative A.b.V. 12%
- **Flacon 250 ml**
250 ml flask
- **Prêt à utiliser**
Ready to use

CERTIFICAT D'ANALYSE / CERTIFICATE OF ANALYSIS	
ETHYCAL	
Solution hydro-alcoolique / hydro-alcoholic solution	
n°12-326	
Produit / Chemical	Solution hydro-alcoolique / hydro-alcoholic solution
Lot N° / Batch no	12-326
Date de fabrication / Date of production	23/11/2012
Certificat LNE / LNE Certificate	026-55049027
Masse volumique à 20°C déterminée par le LNE (Densité à 20°C obtenue from LNE)	982,4 kg / m ³
Densité 20°C/20°C calculée / Calculated density 20°C/20°C	984,17
Titre alcoolique volumique calculé (alcools éthyliques à 90% vol)	12,01 % v/v / % vol
Précaution avant ouverture du flacon, conserved au réfrigérateur / Before opening the bottle, stored in a refrigerator	6 mois après la date de fabrication / 6 months after the date of production
Conservation au réfrigérateur après ouverture du flacon / Conservation in the refrigerator after opening the bottle	1 semaine / 1 week

En / Enclosed : copie du certificat, LNE / copy of LNE certificate

Date : 23/11/2012

Cachet de l'entreprise :

Vin responsable qualité :



Réf. 100560