

# Seven Go Duo

## pH-mètre/Conductimètre professionnel



Simple d'utilisation, le pH-mètre/Conductimètre SevenGo Duo est réellement indispensable pour tous les spécialistes de l'analyse, et convient particulièrement aux environnements réglementés des industries agro-alimentaires. Cet instrument de mesure bicanal portable permet de mesurer simultanément deux paramètres (pH et/ou mV et/ou conductivité).

### Avantages

- Étalonnage de pH à 3 points avec 4 groupes de tampons prédéfinis et un groupe de tampons définissable par l'utilisateur.
- Mémoire intégrée d'une capacité de 99 enregistrements de données BPL.
- Utilisation extrêmement aisée grâce à un écran à contraste élevé avec des chiffres de grandes dimensions.
- Haut niveau de reproductibilité des résultats grâce à la détection automatique de point final, à la détection automatique des tampons et à la compensation de température.
- Boîtier robuste et étanche (IP67).

Le SevenGo Duo pH/Conductivité en version kit de terrain est livré par défaut avec 2 électrodes (pH et conductivité), protection IP67 et câble de 2 m pour chacune, l'étui en caoutchouc, les sachets d'étalonnage, des flacons de prélèvement, un clip pour 2 électrodes et la mallette de transport compacte.



### Caractéristiques techniques

	Plage de mesure	Résolution	Précision
pH	-2.000 à 19.999	0.1/0.01/0.001	+/- 0,002
mV	-1999.9 à 1999.9	0.1	+/- 0.1
Conductivité	0.10 µS/cm ... 500 mS/cm	0.01 ... 1	±0,5 % de la valeur maximum de la sous-plage
T°	-5.0 à 105.0°C avec ATC -30 à 130°C avec MTC	0,1°C	+/- 0,2°C
Étalonnage	En 5 points, 6 groupes de tampons prédéfinis		
Alimentation	4 piles AAA 1,5 V ou accus NiMH 1,3 V		
Classe IP	IP 67 (étanche eau et poussière)		
Dimensions et poids	220 x 90 x 45 mm / 325 g		

Option : Electrode Redox (lecture mV) avec câble 1,2 m

#### LABORATOIRES DUJARDIN-SALLERON

872 route de la Gare  
37210 NOIZAY - FRANCE  
Tél : 02 47 25 58 25  
Fax : 02 47 25 58 30  
info@dujardin-salleron.com  
www.dujardin-salleron.com