

# Five Go / Five Easy

## pH-mètres



### pH-mètre portable - Five Go

Ergonomique, avec clip d'électrode à accrocher à gauche ou à droite de l'appareil, d'utilisation intuitive, le pHmètre FiveGo est un matériel adapté à toutes les situations et tous les utilisateurs.

Equipé d'une électrode pH/T° il devient un pHmètre de qualité professionnel répondant aux exigences en précision de mesure et de confort.

Appareil livré complet, prêt à l'emploi, avec clip d'électrode, dragonne, électrode pH avec capteur température intégré, ainsi que 2 sachets de solution tampon 4.01 et 7.01.



Réf. 708200

### pH-mètre de paillasse - Five Easy

Peu encombrant, muni d'un porte-électrode pratique qui peut être monté à droite ou à gauche de l'appareil, d'utilisation intuitive, le pHmètre de paillasse FiveEasy est un matériel de laboratoire précis qui vous offre le meilleur rapport qualité-prix.

Equipé d'une électrode pH/T°, il répondra présent pour toutes les tâches qui lui seront assignées.

Appareil livré complet, prêt à l'emploi, avec porte-électrode, adaptateur réseau, électrode pH avec capteur température intégré ainsi que 2 sachets de solution tampon 4.01 et 7.01

### Avantages

- Mémoire de données pour 30 mesures
- Détection automatique du tampon pendant l'étalonnage du pH
- Compensation automatique ou manuelle de température
- Affichage simultané de la valeur de la mesure de la température et saisie du point final

### Caractéristiques techniques

	Plage de mesure	Résolution	Précision
pH	0 à 14	0,01	+/- 0,01
mV	-1999 à 1999	1	+/- 1
T°	0 à 100°C	0,1°C	+/- 0,5°C
Etalonnage	En 2 points, 3 groupes de tampons prédéfinis		
Alimentation	Five Go : 4 piles AAA Five Easy : 100-240V / 50-60 Hz - 1 pile 9V PP3		
Classe IP	IP 54 (étanche eau et poussière)		
Dimensions et poids	Five Go : 169 x 82 x 36 mm / 180 g Five Easy : 200 x 175 x 52 mm / 600 g		

Réf. 758200



LABORATOIRES DUJARDIN-SALLERON

872 Route de la Gare  
37210 NOIZAY - France  
Tél : 02 47 25 58 25  
Fax : 02 47 25 58 30  
info@dujardin-salleron.com  
www.dujardin-salleron.com