

Malettes et kits de titration



Les Laboratoires Dujardin-Salleron vous proposent des kits et malettes de titration capables de répondre à vos besoins en titration, avec la garantie de résultats précis et sûrs.

Les malettes et kits comportent tous les éléments nécessaires aux analyses : burettes en 10 ou 25 ml, statifs, pipettes, cristallisoirs, erlenmeyer, éprouvettes, etc... ; ainsi que les réactifs et solutions titrées. Les notices fournies sont claires et permettent de mettre en oeuvre immédiatement vos analyses.

4 types de burettes et kits

- Burette de Mohr (1)
- Burette avec mise à zéro automatique et flacon en verre brun, avec poire et siphon (2)
- Burette de Schilling (mise à zéro automatique, montée sur flacon souple) (3)
- Burette avec mise à zéro automatique et flacon souple, en malette (4)



Paramètre	Type d'échantillon	Avec burette ①	Avec burette ②	Avec burette ③	Avec burette ④
Acide acétique	Vinaigres	106200	106300		115400V
Acidité totale	Moûts et vins	115000AT	115001AT	115002AT	115400AT
Acidité volatile brute	Distillat de moûts et vins	115000AV	115001AV	115002AV	115400AV
Acidité volatile brute et corrigée	Distillat de moûts et vins	115300	115301	115302	
SO ₂ libre et total	Moûts, vins, vinaigres, jus de fruit	119000	119901 ou 119100 (graduation directe)		119400

Autres kits disponibles :

- Acide Malique par chromatographie sur papier Whatman - Réf. 197000
- SO₂ libre & acidité totale - Réf. 120600
- Sucres réducteurs par la méthode de Fehling (fiche détaillée disponible)

Acide Acétique
Réf. 115400V



Acidité Volatile
Réf. 115400AV



Acide Malique
Réf. 197000

LABORATOIRES DUJARDIN-SALLERON

872 Route de la Gare
37210 NOIZAY - France
Tél : 02 47 25 58 25
Fax : 02 47 25 58 30
info@dujardin-salleron.com
www.dujardin-salleron.com