

Five Go / Five Easy

pH-mètres

Equipés d'une électrode pH/T°, ces pH-mètres de qualité professionnelle répondent aux exigences de précision et de confort.

pH-mètre portable - Five Go

Ergonomique, avec clip d'électrode à accrocher à gauche ou à droite de l'appareil, d'utilisation intuitive, le pH-mètre FiveGo est un matériel adapté à toutes les situations et tous les utilisateurs.

Appareil livré complet, prêt à l'emploi, avec clip d'électrode, dragonne, électrode pH avec capteur de température intégré, ainsi que 2 sachets de solution tampon 4.01 et 7.01.

Réf.708200



pH-mètre de paillasse - Five Easy

Peu encombrant, muni d'un porte-électrode pratique qui peut être monté à droite ou à gauche de l'appareil, d'utilisation intuitive, le pH-mètre de paillasse FiveEasy est un matériel de laboratoire précis qui garantit des mesures de qualité et un grand confort d'utilisation.

Appareil livré complet, prêt à l'emploi, avec porte-électrode, adaptateur réseau, électrode pH avec capteur de température intégré ainsi que 2 sachets de solution tampon 4.01 et 7.01.

Avantages

- Mémoire de données pour 200 mesures et étalonnage actuel
- Détection automatique du tampon pendant l'étalonnage
- Compensation automatique ou manuelle de température
- Affichage simultané de la valeur de la mesure et de la température
- Enregistrement du point final automatique et manuel

Réf. 758200



Caractéristiques techniques

	Plage de mesure	Résolution	Précision
pH	0 à 14	0,01	+/- 0,01
mV	-1999 à 1999	1	+/- 1
T°	0 à 100°C	0,1°C	+/- 0,5°C
Etalonnage	En 2 ou 3 points, parmi 4 groupes de tampons prédéfinis		
Alimentation	Five Go : 4 piles AAA Five Easy : 100-240V / 50-60 Hz		
Classe IP	IP 67 (étanche eau et poussière)		
Dimensions et poids	Five Go : 188 x 77 x 33 mm / 0,26 kg Five Easy : 227 x 147 x 70 mm / 0,63 kg		

Laboratoires Dujardin-Salleron



872, route de la Gare
37210 NOIZAY - FRANCE
Tel : +33 (0)2 47 25 58 25
Fax : +33 (0)2 47 25 58 30
info@dujardin-salleron.com
www.dujardin-salleron.com



Intertek