

PC70 Vio

pHmètre-conductimètre portable

Livré en mallette pour faciliter le transport lors de mesures sur site, le pH-mètre-conductimètre PC70 Vio allie précision et robustesse afin d'assurer des mesures fiables, sur le terrain comme en laboratoire.

Avantages

- Appareil ergonomique muni d'une coque caoutchouc de protection.
- Écran large.
- Affichage simultané de toutes les informations concernant la mesure.
- 6 touches seulement pour contrôler facilement toutes les fonctions.
- Port USB étanche pour le transfert des données, l'alimentation par PC ou courant 220V.
- Calibration automatique.
- Compensation automatique de température.
- Paramètre de stabilité réglable (faible, moyenne, haute) pour privilégier la rapidité et/ou la précision de mesure.
- Enregistrement des données (500 mesures horodatées)
- Kit complet en mallette incluant une électrode pH et une sonde de conductivité avec thermomètre intégré, alimentation, logiciel PC-Link d'acquisition des données et câble USB.



Réf. 710300

Caractéristiques techniques

pHmètre-conductimètre portable pC70 Vio			
	Plage de mesure	Résolution	Étalonnage
pH	- 2,00 à 16,00	0.1,0.01/+0.02	En 1, 2 ou 3 points (USA ou NIST)
Conductivité	0,00...199,9 mS	0,01/0,1/1 µS 0,01/0,1 mS (automatique)	En 1 à 5 points 84 µS – 1413 µS – 12,88mS – 111,8 mS
T°	0 à 100°C	0,1°C / ±0,5°C	
Compensation température	Automatique ou manuelle		
Alimentation	3 piles AA (1,5V) ou alimentation externe (adaptateur AC/DC fourni) par USB		
Classe IP	Étanche selon IP57		
Dimensions et poids	Appareil seul : 185 × 85 × 45 mm / 400 g		

Laboratoires Dujardin-Salleron



872, route de la Gare
37210 NOIZAY - FRANCE
Tel : +33 (0)2 47 25 58 25
Fax : +33 (0)2 47 25 58 30
info@dujardin-salleron.com
www.dujardin-salleron.com

