

pH50 Vio

pHmètre de paillasse

Livré complet pour une utilisation immédiate, le pH-mètre de paillasse pH50 Vio est un parfait compromis entre design et facilité d'utilisation.

Avantages

- Ecran large avec rétroéclairage
- Affichage simultané du pH et de la température
- 4 touches seulement pour contrôler facilement toutes les fonctions.
- Calibration automatique en 2 ou 3 points.
- Compensation automatique de température.
- Paramètre de stabilité réglable (faible, moyenne, haute) pour privilégier la rapidité et/ou la précision de mesure.
- Contrôle constant des paramètres fonctionnels de l'électrode pour prévenir l'opérateur si un réglage est nécessaire.
- Fourni avec électrode de pH avec capteur de température intégré et statif pour électrode parfaitement stable



Réf. 758100

Caractéristiques techniques

pHmètre portable pH50 vio		
	Plage de mesure	Résolution
pH	0,00 à 14,00	0,1 ou 0,01
T°	0 à 100°C	0,1°C / ±0,5°C
Compensation de température	Automatique ou manuelle	
Etalonnage	2 ou 3 points parmi les séries 1,68- 4,01- 6,86- 9,18 ou 1,68- 4,01- 7,00- 10,01	
Alimentation	adaptateur 5V alimentation 100 ... 240V	
Classe IP	IP54	
Dimensions et poids	Appareil : 160 x 140 x 45(h) mm / 380 g	

Laboratoires Dujardin-Salleron



872, route de la Gare
37210 NOIZAY - FRANCE
Tel : +33 (0)2 47 25 58 25
Fax : +33 (0)2 47 25 58 30
info@dujardin-salleron.com
www.dujardin-salleron.com

