

# pH 7 Vio

## pHmètre portable

Livré en mallette pour faciliter le transport lors de mesures sur site, le pH-mètre «pH7 Vio» allie précision et robustesse afin d'assurer des mesures fiables, sur le terrain comme en laboratoire.

## Avantages

- Appareil ergonomique muni d'une coque caoutchouc de protection
- Écran large.
- Affichage simultané du pH et de la température
- 4 touches seulement pour contrôler facilement toutes les fonctions.
- Calibration automatique en 2 ou 3 points.
- Compensation automatique de température.
- Paramètre de stabilité réglable (faible, moyenne, haute) pour privilégier la rapidité et/ou la précision de mesure.
- Contrôle constant des paramètres fonctionnels de l'électrode pour prévenir l'opérateur si un réglage est nécessaire.
- Kit complet en mallette incluant une électrode pH avec thermomètre intégré, des solutions tampon colorées et des accessoires.



Réf. 708100

## Caractéristiques techniques

pHmètre portable pH7 Vio		
	Plage de mesure	Résolution
pH	0,00 à 14,00	0,1 ou 0,01
T°	0 à 100°C	0,1°C / ±0,5°C
Compensation de température	Automatique ou manuelle	
Étalonnage	En 2 ou 3 points, parmi les séries 1,68- 4,01- 6,86- 9,18 ou 1,68- 4,01- 7,00- 10,01	
Alimentation	3 piles AA (1,5V)	
Classe IP	IP57	
Dimensions et poids	Appareil seul : 185 × 85 × 45 mm / 400 g	

Laboratoires Dujardin-Salleron



872, route de la Gare  
37210 NOIZAY - FRANCE  
Tel : +33 (0)2 47 25 58 25  
Fax : +33 (0)2 47 25 58 30  
info@dujardin-salleron.com  
www.dujardin-salleron.com

