

Papier indicateur de pH

Les papiers indicateurs de pH sont imprégnés de solutions réactives colorées qui permettent une lecture rapide et efficace du pH de toutes les solutions liquides. Il suffit de tremper un morceau de papier pH dans la solution que l'on souhaite tester et d'en comparer la couleur avec la grille de couleur fournie.

Caractéristiques

- Gamme de mesure : pH 1.0-14.0
- Précision : 1.0 unité de pH
- Couleur : Jaune /orangé
- Conservation : Au sec et à l'abri de la lumière



Réf. 970000
Rouleau papier pH universel 5 m

Réf. 970001
Papier pH universel 1 à 14,
livret 10x20 bandelettes